



Computer Sports Medicine Inc.: *ergometri per test e riabilitazione isocinetica*



Ergometro per test e riabilitazione isocinetica

Humac Cybex Norm

- articolazioni trattabili con la dotazione standard di accessori: anca, ginocchio, polso, caviglia, spalla e gomito per complessive ventidue modalità distinte
- modalità operative: isocinetica concentrica / eccentrica, isotonica concentrica / eccentrica, mobilizzazione continua passiva, isocinetica attiva assistita concentrica / eccentrica, isometrica
- sistema a sedia singola che richiede uno spazio operativo molto ridotto e assicura una rapida preparazione del paziente al test/esercizio
- set accessori per efficace e ripetibile stabilizzazione del paziente
- posizionamenti individuali memorizzabili
- stazione operativa computerizzata completa di PC di ultima generazione e stampante
- esecuzione software (in lingua italiana) su sistema operativo Windows
- guida di aiuto in linea con immagini esplicative del posizionamento e degli accessori.
- dinamometro da 678 Nm - 500 °/secondo
- controllo di coppia limite nelle modalità isocinetiche e mobilizzazione passiva
- controllo di velocità limite nella modalità isotonica
- blocchi meccanici impostabili dall'operatore per limitare il range articolare



Ergometro per test e riabilitazione isocinetica ***Humac Cybex Norm***

22 test ed esercizi riferiti alle articolazioni di
ginocchio - caviglia - spalla - anca
polso - braccio - avambraccio e
tronco (*dispositivo opzionale*)



Humac Cybex Norm

esercizi e test

